

ภาคผนวก ง)  
คู่มือปฏิบัติการ

เรื่อง การถ่ายโอนมวลใน Wetted-wall column

โดย นายสมคิด จินาพงษ์

ตำแหน่งครู 5

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ นายสุธรรม สุขมณี

## คำนำ

คู่มือการใช้ชุดทดลอง การถ่ายโอนมวลใน Wetted-wall column นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการใช้เครื่องมือแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่ต้องการใช้เครื่องมือดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องมือให้ติดต่อที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลจะอธิบายและแนะนำทดลองสาริตการใช้งาน ผู้จัดทำจึงหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป

นายสมคิด จีนาพงษ์

ผู้จัดทำ


=

## สารบัญ

|  | หน้า |
|--|------|
| 1. บทนำ                                | ง-1  |
| 2. ส่วนประกอบของชุด Wetted-wall column | ง-4  |
| 3. หลักการทำงาน                        | ง-9  |
| 4. ข้อควรระวังและวิธีการบำรุงรักษา     | ง-10 |
| 5. เอกสารอ้างอิง                       | ง-11 |

1. บทนำ

Wetted-wall column (รูปที่ 1-1) เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษากระบวนการถ่ายโอนมวลระหว่างวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคแก๊ส มีลักษณะเป็นคอลัมน์ซึ่งวางอยู่ในแนวตั้ง ของเหลวไหลจากตอนบนลงมายังตอนล่างของคอลัมน์ตามผนังด้านใน ส่วนแก๊สอาจจะไหลในแนวเดียวกับของเหลว หรือไหลสวนทางขึ้นไปจากตอนล่างขึ้นไปยังตอนบนของคอลัมน์ก็ได้ ทิศทางการถ่ายเทมวลของสาร มีทั้งจากของเหลวไปยังแก๊ส และจากแก๊สไปยังของเหลว โดยที่ของเหลวไหลตามผนังด้านในของคอลัมน์ ด้วยอัตราการไหลไม่สูงนัก ทำให้ความหนาของฟิล์มของเหลวมีค่าน้อยมาก จึงสามารถประมาณได้ว่า พื้นที่ผิวในการถ่ายโอนมวล คือพื้นที่ผิวด้านในของคอลัมน์นี้



รูปที่ 1-1 แผนภาพแสดงการไหลของวัฏภาคของเหลวและแก๊ส  
ใน Wetted-wall column

กรณีการถ่ายโอนมวลจากของเหลว (A) ไปยังแก๊ส (B) แบบสวนทางกัน โดยของเหลวเปลี่ยนวัฏภาคเป็นไอที่ผิวสัมผัส ของเหลว-แก๊ส จากนั้นจึงแพร่ผ่าน Boundary layer เข้าไปยังวัฏภาคแก๊ส อัตราการถ่ายโอนมวลของของเหลวต่อพื้นที่ ( $N_A$ ) ขึ้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในวัฏภาคแก๊ส (Gas-phase mass transfer coefficient,  $K_G$ ) และค่าเฉลี่ยตลอดความยาวคอลัมน์ ( $\Delta P_{Am}$ ) ของผลต่างระหว่างความดันไอของของเหลวที่ผิวสัมผัส ( $P_A$ ) กับความดันส่วนของของเหลวในวัฏภาคแก๊ส ( $\bar{P}_A$ ) ดังนี้

$$N_A = K_G \Delta P_{Am} \quad \text{หรือ} \quad K_G = \frac{N_A}{\Delta P_{Am}}$$

- เมื่อ  $N_A$  = อัตราการถ่ายโอนมวลของของเหลวต่อพื้นที่ ( $\text{mol}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$ )  
 $K_G$  = สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนมวลในวัฏภาคแก๊ส ( $\text{mol}/\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{atm}$ )  
 $\Delta P_{Am}$  = ค่าเฉลี่ย Logarithm ของผลต่างระหว่างความดันไอของของเหลวที่ผิวสัมผัส กับความดันส่วนของของเหลวในวัฏภาคแก๊สทางตอนล่าง และตอนบนของคอลัมน์ (atm)

$$\Delta P_{Am} = \frac{(\Delta P_{A2} - \Delta P_{A1})}{\ln\left(\frac{\Delta P_{A2}}{\Delta P_{A1}}\right)}$$

- เมื่อ  $\Delta P_{A1}$  =  $P_{A1} - \bar{P}_{A1}$  (atm)  
 $\Delta P_{A2}$  =  $P_{A2} - \bar{P}_{A2}$  (atm)  
 $P_{A1}$  = ความดันไอที่ผิวของของเหลวทางตอนล่างของคอลัมน์ (atm)  
 $\bar{P}_{A1}$  = ความดันส่วนของของเหลวในวัฏภาคแก๊สทางตอนล่างของคอลัมน์ (atm)  
 $P_{A2}$  = ความดันไอที่ผิวของของเหลวทางตอนบนของคอลัมน์ (atm)  
 $\bar{P}_{A2}$  = ความดันส่วนของของเหลวในวัฏภาคแก๊สทางตอนบนของคอลัมน์ (atm)

ผลการศึกษาของ Gilliland and Sherwood (1934) พบว่าการถ่ายโอนมวลระหว่างของไหลซึ่งไหลสวนทางกัน ในคอลัมน์ลักษณะนี้ ตัวเลขของเชอร์วูด (Sherwood's number,  $Sh$ ) มีขึ้นอยู่กับการแพร่ 2 ตัว คือตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynold number,  $Re$ ) ของแก๊สเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางคอลัมน์ และตัวเลขของชมิทท์ (Schmidt's number,  $Sc$ ) ของแก๊ส ดังนี้

$$Sh = \frac{K_G R T d}{D} = 0.023 Re^{0.83} Sc^{0.33}$$


$$Re = \frac{dV\rho}{\mu}$$

$$Sc = \frac{\mu}{\rho D}$$


|              |        |  |
|--------------|--------|--|
| <u>เมื่อ</u> | $V$    | = ความเร็วเฉลี่ยของแก๊สในคอลัมน์ (cm/s)  |
|              | $\rho$ | = ความหนาแน่นของแก๊ส ( $g/cm^3$ )  |
|              | $\mu$  | = ความหนืดสมบูรณของแก๊ส ( $g/cm \cdot s$ )   |
|              | $D$    | = สัมประสิทธิ์การแพร่ของน้ำในอากาศ ( $cm^2/s$ )                                      |
|              | $d$    | = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของคอลัมน์ (cm)  |
|              | $T$    | = อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในคอลัมน์ (K)  |
|              | $R$    | = ค่าคงที่แก๊ส = $82.06 \text{ cm}^3 \cdot \text{atm} / (\text{mol} \cdot \text{K})$ |
|              | $Sh$   | = ตัวเลขของ Sherwood, -  |
|              | $Re$   | = ตัวเลขของ Reynolds, -  |
|              | $Sc$   | = ตัวเลขของ Schmidt, -   |

==


2. ส่วนประกอบของชุด Wetted-wall column




รูปภาพที่ 2-1 แผนภาพชุดอุปกรณ์ Wetted-wall column



รูปภาพที่ 2-2 ตู้ Control




รูปภาพที่ 2-3 ชุดหลอดแก้ว  
ถ่ายไออนมวลระหว่างน้ำกับอากาศ




รูปภาพที่ 2-4 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ





รูปภาพที่ 2-5 ถังพักวัดระดับน้ำระเหย




รูปภาพที่ 2-6 มาโนมิเตอร์วัดความดัน

### ส่วนประกอบของเครื่อง Wetted-wall column

1. หลอดแก้วถ่ายโอนมวลระหว่างน้ำกับอากาศ
2. ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. ถังน้ำเลี้ยง
4. ถังพักวัดระดับน้ำระเหย
5. ป้อนน้ำ
6. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศทางเข้า
7. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
8. ชุดวัดความชื้น
9. ชุดปรับแรงดันของอากาศ

- 10. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ
- 11. เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ
- 12. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศทางออก

2.1 แผนภาพของชุดอุปกรณ์ Wett-wall column



รูปแผนภาพ (Diagram) ของชุดอุปกรณ์

### รายละเอียดของชุดทดลอง

#### ก) คอลัมน์

เป็นหลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.7 ซม. ยาว 63 ซม. ติดตั้งตัวป้อนอากาศเข้าและระบายน้ำออกทางตอนล่าง (Bottom header) และติดตั้งตัวป้อนน้ำเข้าและระบายอากาศออกทางตอนบน (Top header) ตัวป้อนทั้ง 2 ตัว ทำด้วยพลาสติกพีวีซีชนิดใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 15 ซม.

#### ข) ป้อนน้ำ

ใช้ป้อนน้ำชนิด Metering ยี่ห้อ OSMOFLO รุ่น OF-8000 ผลิตโดยบริษัท OSMOFLO USA. อัตราการไหลสูงสุด 1.8 l/min

#### ค) ถังพักวัดระดับน้ำที่ลดลงจากการระเหย

สร้างด้วยท่อพลาสติกพีวีซีชนิดใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 60 ซม. ติดตั้งแถบวัดระดับน้ำไว้ด้านนอก โดยระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลง 1 มม. คิดเป็นปริมาตรน้ำ 1.33 ซม<sup>3</sup>

#### ง) ถังน้ำเลี้ยง

สร้างด้วยท่อพลาสติกพีวีซีชนิดใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 100 ซม.

#### จ) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำ-อากาศ

สร้างด้วยท่อสองชั้นทำด้วยเหล็กปลอดสนิม 304 ท่อชั้นในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลาง 7.5 ซม. ท่อชั้นนอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 55 ซม. โดยในท่อชั้นในติดตั้งขดลวดให้ความร้อนขนาด 800 วัตต์

#### ฉ) คอลัมน์วัดความชื้นของอากาศที่ป้อนเข้า

สร้างด้วยท่อพลาสติกพีวีซีชนิดใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 50 ซม. ภายในบรรจุสารดูดความชื้น เพื่อให้อากาศที่ป้อนเข้า มีความชื้นสัมพัทธ์ในระดับไม่เกิน 10%

#### ช) เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ

Rotameter ยี่ห้อ sika รุ่น VS101 ผลิตโดยบริษัท sika สามารถวัดอัตราการไหลของอากาศได้สูงสุด 150 ลิตร/ชั่วโมง

#### ซ) เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ

Rotameter ยี่ห้อ TOKYO KEISO รุ่น NP-L27 ผลิตโดยบริษัท TOKYO KEISO สามารถวัดอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุด 2.5 ลิตร/นาที

#### ฅ) เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ทางเข้าและทางออกคอลัมน์

เป็นชุดวัดแบบดิจิตอล ยี่ห้อ SILA รุ่น AP-140 ผลิตโดยบริษัท SILA สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ได้ตั้งแต่ 0-100% โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 1\%$

ญ) อุปกรณ์วัดความดันของอากาศที่ทางเข้าและทางออกของคอลัมน์

ใช้ Manometer รูปตัว U ปลายเปิด บรรจุน้ำไว้ภายใน พร้อมสเกลวัดระดับน้ำเป็น มม.

ง) เครื่องวัดอุณหภูมิของน้ำที่ทางเข้าและทางออกของคอลัมน์

Thermocouple แบบดิจิตอลรุ่น Thermo-9000 ผลิตโดยบริษัท Plus วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 – 100 °C มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

### 2.3 หลักการทำงาน

1. เปิด main power
2. เปิด Valve น้ำหมายเลข 1
3. เปิด Valve น้ำหมายเลข 6
4. เปิดปั้มน้ำให้น้ำไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
5. ปรับ Valve น้ำหมายเลข 6 ควบคุมอัตราการไหลของน้ำตามกำหนดที่ใช้ในการทดลอง ตามลำดับ น้ำจะไหลลงตามผิวผนังด้านในจากคอลัมน์ตอนบนลงผ่านชุดหลอดแก้วถ่ายเทการระเหยระหว่างน้ำกับอากาศลงไปยังตอนล่างของคอลัมน์ตามผิวผนังด้านในลงไปสู่ถึงพักวัดระดับน้ำระเหยจนถึงระดับที่เพียงพอต่อการทดลอง
6. ปิด Valve น้ำหมายเลข 1
7. เปิด Valve น้ำหมายเลข 2
8. เปิด Valve อากาศหมายเลข 4 ปรับค่าแรงดันของอากาศ ตามที่ต้องการให้อากาศไหลผ่านชุดทำความชื้น
9. เปิด Valve อากาศหมายเลข 5 ปรับอัตราการไหลของอากาศตามกำหนดที่ใช้ในการทดลอง ตามลำดับ อากาศจะไหลผ่านชุดแลกเปลี่ยนความร้อนเข้าสู่คอลัมน์ทางตอนล่างและไหลสวนทางกับทิศทางของน้ำจากคอลัมน์ด้านบนผ่านชุดหลอดแก้วถ่ายเทการระเหยระหว่างน้ำกับอากาศออกสู่ระบบภายนอกโดยผ่านทางคอลัมน์ตอนบน

เมื่อตรวจสอบได้ว่าระบบเข้าสู่สภาวะคงตัว(steady state) แล้วประมาณ 15-20 นาที บันทึกอุณหภูมิ ความดัน รวมทั้งจับเวลาและบันทึกหาระดับน้ำที่ลดลงในถังพักและความขึ้นลัมพัทธ์ของอากาศ อุณหภูมิของน้ำ ที่ทางเข้าและทางออกของคอลัมน์

## 2.2 ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือ

1. ตรวจเช็คระดับน้ำในถังน้ำเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอต่อการทดลอง
2. ตรวจเช็คตำแหน่ง Valve ทุกตัวให้ถูกต้อง
3. เปิด Switch Main Power ให้สังเกตไฟโชว์ที่ตู้ Control

## 2.3 วิธีการบำรุงรักษาเครื่อง

1. ตรวจเช็คชุดวัดความชื้น (ก่อนการทดลองทุกครั้ง) ควรมีสีน้ำเงินเข้มถ้าเปลี่ยนเป็นสีขาวแสดงว่ามีความชื้นสูงต้องนำไปอบก่อนทำการทดลอง
2. ชุดปรับแรงดันของอากาศต้องถ่ายน้ำออกจากตัววัดน้ำ
3. ก่อนเปิดเครื่องปั้มน้ำควรเติมน้ำในถังน้ำเลี้ยงให้เพียงพอต่อการทดลอง
4. มาโนมิเตอร์วัดความดันควรตรวจสอบระดับน้ำให้เรียบร้อย

## 7. เอกสารอ้างอิง

1. Coulson, J.M. and Richardson, J.F., "Chemical Engineering", Vol 2, 3<sup>rd</sup> edition, Pergamon Press, 1999
2. Gilliland, E.R. and Sherwood, T.K., "Ind.Eng.Chem.", Vol. 26, 1934
3. Perry, R.H. and Chilton, C.H. "Chemical Engineers Handbook", 7<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill Book Co., 1997
4. Sherwood, T.K., Pigford, R.L. and Wilke, C.R., "Mass Transfer", McGraw-Hill Book Co., 1975