

## ภาคผนวก

### ภาคผนวก ก การวัดค่าความเป็นกรดต่าง

#### อุปกรณ์

1. เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH)
2. เครื่องไฮโมจิโนเซอร์

#### วิธีการ

ชั่งตัวอย่าง 20 กรัม ไฮโมจิโนเซอร์กับน้ำกลั่น 80 มิลลิลิตร แล้วจึงนำไปวัดค่าความเป็นกรดต่าง โดยใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH meter)